



Säkerställ *den vertikala bentillväxten*

NeoGen® Cape PTFE-Membran

En enkel lösning för *förutsägbar vertikal bentillväxt*

Det nya implantatförankrade PTFE-membranet för entandslösningar är unikt för både den anatomiska geometrin och sättet att fästa på Neoss-implantaten.

Membranens konturer är skräddarsydda för att minimera behovet av manuell justering av den yttre formen.

- ✓ Färre behandlingssteg tack vare direkt förankring till implantatet.
- ✓ Utgör ett hjälpmedel vid buckal benbrist i den estetiska zonen.
- ✓ Anpassningsbart i höjdled via två spacer-storlekar för kontrollerad benregenereringshöjd.

NeoGen® Cape Screw

Förankrar membranet ovanpå spaceren, en typ passar alla spacer-konfigurationer.

NeoGen® Cape PTFE-Membran

Titanförstärkt membran med förstansat hål för implantatförankring.

NeoGen® Cape Spacer

Passar på NeossOne-anslutningen, dvs en helt unik förankring till implantatet.



Christian Schober, DDS
Specialist i maxillofacial kirurgi
Wien, Österrike

Kliniskt fall

NeoGen® Cape PTFE-Membran förankrat i ett samtidigt placerat implantat

(se hela fallserien i webbseminariet)



Skanna QR-kod
för att se hela fallserien.

Kliniskt
fall




Bild 1. NeoGen Cape PTFE-Membran förankrat i ett Neoss ProActive®-implantat för att behandla en buckal bendifekt.




Bild 2. CBCT-bild av den initiala situationen.





Bild 3. Postoperativ situation med implantat och NeoGen Cape PTFE-Membran på plats.



Bild 4. Utfall efter fem månaders läkning. Observera det regenererade buckala benet.

Sortiment




Art. Nr.	Beskrivning	A	B	C	D
64040	NeoGen Cape PTFE-Membran – M	28 mm	30 mm	16 mm	9 mm
64041	NeoGen Cape PTFE-Membran – L	28 mm	30 mm	21.6 mm	9 mm
64080	NeoGen Cape Spacer 0.7 mm SP				
64081	NeoGen Cape Spacer 1.5 mm SP				
64082	NeoGen Cape Spacer 0.7 mm NP				
64083	NeoGen Cape Spacer 1.5 mm NP				



NeoGen
sortiment

Skanna QR-koden för att se hela sortimentet av NeoGen Cape- och PTFE-membran.



SVERIGE, DANMARK, NORGE KONTORET

Neoss Norden AB

Arvid Wallgrens backe 20

SE-413 46 Göteborg

T: +46 (0)31 88 12 80

E: info@neoss.se

Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

15452_0 SE 23-02 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designer får inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoScan™ är varumärken som tillhör Neoss Group.