

Neoss4+ offre una *flessibilità per arcata completa di facile utilizzo* con risultati predicibili

Multi-Unit Abutment

Il Multi-Unit Abutment è stato progettato per ripristinare la funzione e l'estetica nei pazienti per protesi per arcata completa o ponti parziali, in particolare quando si utilizza la consolidata soluzione di trattamento Neoss4+ sostenuta da prove cliniche e scientifiche.

Il pilastro incorpora una vite clinica per facilitare l'uso e il nostro design proprietario consente un serraggio fino a 32 Ncm, assicurando un adattamento sicuro.



- ✓ **Vite clinica fissata all'interno del pilastro:** il nostro design brevettato fissa la vite clinica nel pilastro eliminando il rischio di caduta della vite.
- ✓ **NeossONE:** una vite protesica e un cacciavite per tutti i prodotti Neoss.
- ✓ **Opzione a 10° e altezza verticale inferiore:** possibile solo con Neoss grazie al nostro design brevettato.
- ✓ **Anodizzazione estetica di colore giallo:** per ottenere un'estetica migliore per i tessuti molli perimplantari con titanio anodizzato di colore giallo.





Angolati Multi-Unit Abutments vengono forniti con un supporto


Assortimento

Multi-Unit Abutment

Vite clinica fissata all'interno del Multi-Unit Abutment
La cappetta di guarigione e l'analogo devono essere ordinate separatamente.

Articolo	Descrizione	A	B	C
31411	Multi-Unit Abutment 1.0 mm	1mm	4.6 mm	
31412	Multi-Unit Abutment 2.0 mm	2mm		
31413	Multi-Unit Abutment 3.0 mm	3mm		
31414	Multi-Unit Abutment 4.0 mm	4mm		
31425	Multi-Unit Abutment 10° 2.0 mm	2mm	4.6 mm	
31426	Multi-Unit Abutment 10° 3.0 mm	3mm		
31427	Multi-Unit Abutment 10° 4.0 mm	4mm		
31429	Multi-Unit Abutment 17° 2.5 mm	2.5mm	4.6 mm	
31430	Multi-Unit Abutment 17° 3.5 mm	3.5mm		
31431	Multi-Unit Abutment 17° 4.5 mm	4.5mm		
31433	Multi-Unit Abutment 30° 3.0 mm	3mm	4.6 mm	
31434	Multi-Unit Abutment 30° 4.0 mm	4mm		
31435	Multi-Unit Abutment 30° 5.0 mm	5mm		
31440	Cappetta di guarigione Multi-Unit	5mm	5mm	
31442	Transfer da impronta Multi-Unit per tecnica a cucchiaio aperto 6mm*			
31443	Transfer da impronta Multi-Unit per tecnica a cucchiaio chiuso 10mm*			
31444	Analogo Multi-Unit – 5 pz.*			
31445	Pilastro Provvisorio Multi-Unit in Ti	15.7mm	0.7mm	5mm
31446	NeoBase® Multi-Unit SSC G 0.5mm – H 4.5mm	5mm	0.5mm	5.1mm
31447	NeoBase® Multi-Unit ASC G 0.5mm – H 4.5mm iGO	5mm	0.5mm	5.1mm
31450	Scan Body Multi-Unit			
91074	Analogo Multi-Unit Neoss per modello prototipato			

*la confezione del transfer non contiene analoghi, devono essere ordinati separatamente.



Multi-Unit Abutments



Cappetta di guarigione Multi-Unit



Transfer da impronta Multi-Unit per tecnica a cucchiaio aperto



Transfer da impronta Multi-Unit per tecnica a cucchiaio chiuso



Analogo Multi-Unit



NeoBase® Multi-Unit SSC



Pilastro provvisorio Multi-Unit in Ti



NeoBase® Multi-Unit ASC



Scan Body Multi-Unit



Analogo Multi-Unit Neoss per modello prototipato