



Catalogo Prodotti

2023



Benvenuta

Semplicità intelligente

Neoss offre soluzioni intelligenti che sono intuitivamente facili da usare. I nostri prodotti consentono ai professionisti del settore dentale di fornire trattamenti affidabili ed economici ai loro pazienti con risultati prevedibili a lungo termine. Guidando il mercato con ingegnosità e integrità, ci sforziamo di stabilire nuovi standard. Nello sviluppo di soluzioni di trattamento intelligenti e lavorando a stretto contatto con i nostri clienti. Neoss rende le cose complesse meno complicate. Noi la chiamiamo "semplicità intelligente".




Impianti	4	Impianti Neoss ProActive® Edge	
	6	Impianti Neoss ProActive® Tapered Impianti Neoss ProActive® Wide Impianti Neoss ProActive® Sinus	
	7	Impianti Neoss ProActive® Straight	
	8	Impianto Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25 Vite di copertura	
Biomateriali	9	Sostituto osseo NeoGenix XP in barattolo NeoGenix XP in siringa Membrane riassorbibili Membrane in collagene Protezione della guarigione	
	10	Membrane non riassorbibili Membrane in PTFE rinforzate in Ti NeoGen® Cape Membrane in PTFE non rinforzate Kit di fissaggio	
	11	Suture	
	Digitale	12	NeoScan Impronta Digitale Pilastrini di guarigione estetici con ScanPeg ScanPeg Scan Body
		13	Analogo Protesi digitale Pilastrini provvisori in titanio Pilastrini NeoBase® SSC (Canale di accesso della vite dritto)
		14	Pilastrini NeoBase® ASC (Canale di accesso della vite angolato) Pilastrini Neoss TiBase (compatibili con Dentsply Sirona®) NeoLink® in Titanio Soluzioni personalizzate Neoss NT Blanks
		15	Protesi personalizzate Neoss – powered by ARC solutions
	Protesi	16	Pilastrini di guarigione Pilastrini di guarigione estetici con ScanPeg Pilastrini di guarigione Restauri Provvisori Pilastrini Provvisori in Titanio
		17	Tissue Former Estetici Pilastrini definitivi Pilastrini preparabili in Titanio Pilastrini preparabili in Titanio, profili di emergenza alternativi
		18	Pilastrini preparabili in Zirconio Restauri Definitivi – Fusione NeoLink® in oro (Fusione diretta) Pilastrini Cr.Co. (Fusione indiretta) Pilastrini calcinabili (Fusione diretta)
19		Restauri avvitati multipli Pilastrini Access (Restauro multiplo avvitato)	
20		Pilastrini per overdenture Pilastrini Equator	
21		Pilastrini a pallina Pilastrino per barra Ricambi LOCATOR® per Overdenture	
22		Transfer da impronta e analoghi Transfer da impronta Analoghi Viti	
Strumenti ed altro		23	Frese
		25	Kit Box chirurgici e protesici Box e kit di strumenti
		26	Guide Neoss® Guide Kit – Ricambi Kit Demo
	27	Strumenti Attrezzature chirurgiche Neoss Penguin ^{RA}	
Assistenza	28	Panoramica sulle soluzioni protesiche per impianti Standard Platform SP e Narrow Platform NP Torque e velocità raccomandate, panoramica	
	29	Simboli, nomi e abbreviazioni Ora è possibile acquistare i prodotti online! Limitazione di responsabilità	
	32	Contatti	

Superficie Neoss ProActive® – *Predicibilità comprovata* nel trattamento implantare per tutti i pazienti dal 2009

ProActive è una moderna superficie implantare super-idrofila e ultra-pulita, introdotta già nel 2009. ProActive ha un comprovato successo clinico ed è supportato da dati a lungo termine¹.

- ✓ Ultra-pulito, super-idrofilo e arricchito di ioni di magnesio
 - Una maggiore e più rapida capacità di osteointegrazione²
 - Mantenimento della stabilità dell’impianto durante la guarigione³
- ✓ Doppia superficie definita (sabbata e mordenzata) con minore rugosità sul colletto dell’impianto
 - Livelli ossei stabili nel tempo – Mantenimento dell’osso⁴
 - Dati clinici a 10 anni su > 1200 pazienti che mostrano un tasso di sopravvivenza cumulativa > 98%^{4,5,6}



1) Engman F et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:6-11. 2) Sennerby L et al. *Letters Impl Dent.* 2017;1:7-10.
 3) Vanden Bogaerde L et al. *Int J Dent.* 2016;84:24931. 4) Sahlin H et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:18-24.
 5) Sennerby L et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:29-32. 6) Hassfurther N et al. *Clin Oral Implants Res.* 2021;32(S22):156-157.



Impianto Neoss

L’impianto comprende l’impianto e la vite di copertura.



Impianti Neoss ProActive® Edge

Articolo	Descrizione	A	B
21417	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×9 mm		
21418	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×11 mm	4.0mm	1.6mm
21419	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×13 mm		
21420	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×15 mm		
21423	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×9 mm		
21424	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×11 mm	4.3mm	1.9mm
21425	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×13 mm		
21426	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×15 mm		
21429	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×9 mm		
21430	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×11 mm	4.9mm	2.2mm
21431	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×13 mm		
21432	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×15 mm		
21435	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×9 mm		
21436	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×11 mm	5.4mm	2.4mm
21437	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×13 mm		
21438	Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×15 mm		



SP = Standard Platform
Impianti Ø3.5-6.5




A = Diametro della
flangia
B = Diametro dell'apice



Kit Impianto Ø3.5-4.5

Kit Impianto Ø5.0



Kit Impianto Neoss

Il kit impianto comprende l'impianto, la vite di copertura, pilastri di guarigione in peek di due differenti misure e la vite del pilastro di guarigione.

Impianti Neoss ProActive® Edge

Articolo	Descrizione	A	B
21301	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3.5×9 mm		
21302	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3.5×11 mm	4.0 mm	1.6 mm
21303	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3.5×13 mm		
21304	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø3.5×15 mm		
21305	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.0×9 mm		
21306	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.0×11 mm	4.3 mm	1.9 mm
21307	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.0×13 mm		
21308	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.0×15 mm		
21309	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.5×9 mm		
21310	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.5×11 mm	4.9 mm	2.2 mm
21311	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.5×13 mm		
21312	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø4.5×15 mm		
21313	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5.0×9 mm		
21314	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5.0×11 mm	5.4 mm	2.4 mm
21315	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5.0×13 mm		
21316	Kit Impianto, Neoss ProActive® Edge Ø5.0×15 mm		



ProActive Edge Ø3.5



ProActive Edge Ø4.0



ProActive Edge Ø4.5



ProActive Edge Ø5.0



Kit Impianto Neoss

Il kit impianto comprende l'impianto, la vite di copertura, pilastri di guarigione in peek di due differenti misure (i kit impianto Ø5.0 – 5.5 includono una versione più ampia) e la vite del pilastro di guarigione.



ProActive Tapered Ø3.5



ProActive Tapered Ø4.0



ProActive Tapered Ø4.5



ProActive Tapered Ø5.0



ProActive Tapered Ø5.5



ProActive Ø6.0



ProActive Ø6.5



ProActive Ø6.5



SP = Standard Platform
Impianti Ø3.5 – 6.5



A = Diametro della flangia
B = Diametro dell'apice



Kit Impianto Ø3.5 – 4.5
Kit Impianto Ø5.0 – 5.5

Impianti Neoss ProActive® Tapered


Articolo	Descrizione	A	B
21221	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø3.5 × 9mm		
21222	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø3.5 × 11mm	4.0mm	2.1mm
21223	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø3.5 × 13mm		
21224	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø3.5 × 15mm		
21227	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.0 × 9mm		
21228	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.0 × 11mm	4.3mm	2.3mm
21229	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.0 × 13mm		
21230	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.0 × 15mm		
21233	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.5 × 9mm		
21234	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.5 × 11mm	4.9mm	2.8mm
21235	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.5 × 13mm		
21236	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø4.5 × 15mm		
21239	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.0 × 9mm		
21240	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.0 × 11mm	5.4mm	3.3mm
21241	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.0 × 13mm		
21242	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.0 × 15mm		
21245	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.5 × 9mm		
21246	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.5 × 11mm	5.9mm	3.8mm
21247	Kit Impianto, Neoss ProActive® Tapered Ø5.5 × 13mm		

Impianti Neoss ProActive® Wide

Articolo	Descrizione	A	B
21252	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.0 × 7mm		4.5mm
21250	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.0 × 9mm	6.0mm	4.3mm
21251	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.0 × 11mm		4.3mm

Impianti Neoss ProActive® Sinus

Articolo	Descrizione	A
21211	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.5 × 7mm	
21212	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.5 × 9mm	6.7mm
21213	Kit Impianto, Neoss ProActive® Ø6.5 × 11mm	



Kit Impianto Neoss

Il kit impianto comprende l'impianto, la vite di copertura, pilastri di guarigione in peek di due differenti misure (i kit impianto Ø5.0-6.5 includono una versione più ampia) e la vite del pilastro di guarigione.

Impianti Neoss ProActive® Straight

Articolo	Descrizione	A	B
21181	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×7 mm		
21182	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×9 mm		
21183	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×11 mm	4.0mm	2.4mm
21184	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×13 mm		
21185	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×15 mm		
21186	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø3.5×17 mm		
21187	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×7 mm		
21188	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×9 mm		
21189	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×11 mm	4.0mm	2.8mm
21190	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×13 mm		
21191	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×15 mm		
21192	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.0×17 mm		
21193	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×7 mm		
21194	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×9 mm		
21195	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×11 mm	4.5mm	3.2mm
21196	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×13 mm		
21197	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×15 mm		
21198	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø4.5×17 mm		
21199	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.0×7 mm		
21200	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.0×9 mm		
21201	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.0×11 mm	5.0mm	3.7mm
21202	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.0×13 mm		
21203	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.0×15 mm		
21205	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.5×7 mm		
21206	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.5×9 mm	5.5mm	4.2mm
21207	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.5×11 mm		
21208	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight Ø5.5×13 mm		





Impianto Neoss ProActive® NP Ø3.25

L'impianto Neoss a piattaforma ridotta ha un diametro implantare di 3.25 mm ed una piattaforma protesica di 3.5 mm. La componentistica e le etichette per l'impianto NP hanno una codifica blu scuro.



Kit Impianto Neoss

Il kit impianto ProActive Straight NP Ø3.25 comprende l'impianto, la vite di copertura, il pilastro di guarigione e la vite del pilastro di guarigione.



Impianto Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25

Articolo	Descrizione	A	B
21176	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×9 mm		
21177	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×11 mm	3.5mm	2.2mm
21178	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×13 mm		
21179	Kit Impianto, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×15 mm		



ProActive Straight NP Ø3.25

Vite di copertura

Articolo Descrizione

31408	Cover Screw SP
31409	Cover Screw NP



Vite di copertura

L'assortimento di impianti Neoss ha l'autorizzazione FDA per carico e funzione immediata, nella riabilitazione della funzione masticatoria quando vi sia sufficiente stabilità ossea ed un appropriato carico occlusale.

Soluzioni per un'ampia gamma di *procedure maxillo-facciali*

Sostituto osseo

NeoGenix XP in barattolo

Articolo	Descrizione	Peso	Volume
64091	NeoGenix XP 0.5cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Barattolo	0.15g	0.5cc
64092	NeoGenix XP 1.0 cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Barattolo	0.25g	1.0cc
64093	NeoGenix XP 2.0 cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Barattolo	0.50g	2.0cc
64094	NeoGenix XP 4.0 cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Barattolo	1.00g	4.0cc
64095	NeoGenix XP 1.0 cc (dimensione della particella 1 – 2 mm) Barattolo	2.00g	1.0cc
64096	NeoGenix XP 2.0 cc (dimensione della particella 1 – 2 mm) Barattolo	0.50g	2.0cc



NeoGenix XP in barattolo

NeoGenix XP in siringa

Articolo	Descrizione	Peso	Volume
64097	NeoGenix XP 0.25 cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Siringa	0.10g	0.25cc
64098	NeoGenix XP 0.5cc (dimensione della particella 0.25 – 1 mm) Siringa	0.21g	0.5cc



NeoGenix XP in siringa

Membrane riassorbibili

Membrane in collagene

Articolo	Descrizione	A	B
64050	Membrana NeoGen® in collagene Flex S	20mm	15mm
64051	Membrana NeoGen® in collagene Flex M	30mm	20mm
64052	Membrana NeoGen® in collagene Flex L <i>La membrana NeoGen® in collagene Flex si riassorbe in 3–4 mesi</i>	40mm	30mm
64055	Membrana NeoGen® in collagene Firm S	20mm	15mm
64056	Membrana NeoGen® in collagene Firm M	30mm	20mm
64057	Membrana NeoGen® in collagene Firm L <i>La membrana NeoGen® in collagene Firm si riassorbe in 6–9 mesi</i>	40mm	30mm



Collagene Flex



Collagene Firm

Protezione della guarigione

Articolo	Descrizione	A	B
64060	Tape NeoGen® in collagene per protezione e guarigione <i>(1 mm di spessore, 10 pz.)</i>	75 mm	25 mm
64061	Foam NeoGen® in collagene per protezione e guarigione <i>(4 mm di spessore, 10 pz.)</i>	40 mm	20 mm
64062	Plug NeoGen® in collagene per protezione e guarigione <i>(10 pz.)</i>	20 mm	10 mm



Protezione della guarigione



Membrane rinforzate in Ti

Membrane non riassorbibili

Membrane in PTFE rinforzate in Ti

Articolo	Descrizione	A	B	C	D
64010	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - S I (Small Interproximal)	29mm	14mm	19mm	4mm
64011	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - M I (Medium Interproximal)	30mm	19mm	19mm	9mm
64012	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - L I (Large Interproximal)	36mm	21mm	26mm	11mm
64013	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - M (Medium)	32mm	22mm	23mm	12mm
64014	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - L (Large)	34mm	25mm	24mm	25mm
64015	NeoGen® Membrana in PTFE rinforzata in Ti - XL (Extra Large)	46mm	32mm	24mm	15mm

NeoGen® Cape

Tutti i NeoGen® Cape Spacer includono una Vite NeoGen® Cape

Articolo Descrizione

64040	NeoGen® Cape PTFE Membrana - M
64041	NeoGen® Cape PTFE Membrana - L
64080	NeoGen® Cape Spacer 0.7mm, Neoss SP
64081	NeoGen® Cape Spacer 1.5mm, Neoss SP
64082	NeoGen® Cape Spacer 0.7mm, Neoss NP
64083	NeoGen® Cape Spacer 1.5mm, Neoss NP



NeoGen® Cape



NeoGen® Cape Spacer



NeoGen® Cape Screw



Membrane non rinforzate

Membrane in PTFE non rinforzate

Articolo	Descrizione	A	B
64019	NeoGen® Membrana in PTFE non rinforzata 18×12 mm	18mm	12mm
64020	NeoGen® Membrana in PTFE non rinforzata 29×14 mm	29mm	14mm
64021	NeoGen® Membrana in PTFE non rinforzata 34×25 mm	34mm	25mm

Kit di fissaggio

Articolo Descrizione

64031	Strumento posizionario per pin
64033	Martelletto
64034	Box porta pin di fissaggio e viti
64036	Pin di fissaggio per membrana 3mm - 10 pz.
64037	Vite per membrana 3mm - 10 pz.



Strumento posizionario per pin



Martelletto



Box porta pin di fissaggio e viti



Pin di fissaggio per membrana



Vite per membrana

Suture

Articolo **Descrizione**

32.Z4401.00 Neoss Sutura in PTFE 60 cm 4/0 – Reverse Cutting 16 mm 3/8 (12pz.)

32.Z4408.00 Neoss Sutura in PTFE 60 cm 6/0 – Reverse Cutting 12mm 3/8 (12pz.)



Sutura in PTFE

Nuove opportunità per il tuo flusso di lavoro digitale

Le librerie digitali si trovano al seguente indirizzo <https://www.neoss.com/it/cad-libraries>



NeoScan

NeoScan

Articolo Descrizione

91000	Scanner intraorale NeoScan™ 1000 <i>Include manopola, 4 puntali (2×S, 2×L), set di supporti, manuali, valigia. È possibile acquistare un'estensione della garanzia</i>
91012	NeoScan™ 1000 – Puntale L TP102N (2 pz.) <i>Include 2 puntali L</i>
91013	NeoScan™ 1000 – Puntale S TP103N (2 pz.) <i>Include 2 puntali S</i>
91022	Carrello per scanner intraorale
91024	NeoScan™ 1000 – Estensione della garanzia – 1 anno
91026	NeoScan™ 1000 – Estensione della garanzia – 2 anni
91027	NeoScan™ 1000 – Estensione della garanzia – 3 anni



Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg




Pilastri di guarigione estetici



ScanPeg



Scan Body



Impronta Digitale

Pilastri di guarigione estetici con ScanPeg

Tutti i pilastri di guarigione estetici includono una vite in titanio ed uno ScanPeg

Articolo Descrizione

Articolo	Descrizione	A	B	C
31360	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Incisivo diametro maggiore	5mm	5.7mm	6.1mm
31361	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Incisivo diametro minore		5.2mm	5mm
31362	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Canino		6.3mm	5.4mm
31363	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Premolare		6.8mm	5.8mm
31364	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Molare		7.8mm	7.3mm

ScanPeg

Articolo Descrizione

I Pilastri di guarigione estetici con ScanPeg possono essere utilizzati anche per la presa d'impronta digitale

31365	ScanPeg – 5 pz. <i>Utilizzati solo con i pilastri di guarigione estetici</i>
-------	---


Scan Body

Articolo Descrizione

90181	Scan Body Intra Orale Neoss® SP 3.5 – 5.5 (IO 1A-A)
90182	Scan Body Intra Orale Neoss® NP 3.25 (IO 1A-B)
90183	Scan Body Intra Orale Neoss per Access® (IO 1B-A)

Analogo

Articolo	Descrizione
90190	Analogo per modello prototipato Neoss® SP
90191	Analogo per modello prototipato Neoss® NP
90192	Analogo per modello prototipato Neoss® Access
PMA-AIT-1	Pinza per Analogo Elos Accurate®
PMA-AIP-2	Inseritore per Analogo Elos Accurate® (2pz.)
PMA-AIS-5	Vite per Analogo Elos Accurate® (5pz.)



Analoghi per modello prototipato



Inseritore per Analogo



Vite per Analogo




Pinza per Analogo

Protesi digitale

Pilastri provvisori in titanio

Tutti i Pilastri provvisori includono la vite in titanio ed una cappetta calcinabile in plastica


Articolo	Descrizione	A	B	C
31267	Pilastro provvisorio Ti Mono (antirotazionale)	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31268	Pilastro provvisorio Ti Multi (rotazionale)			



Pilastro provvisorio Ti Mono

Pilastro provvisorio Ti Multi

Cappetta calcinabile



Pilastri NeoBase® SSC (Canale di accesso della vite dritto)

Tutti i pilastri NeoBase® SSC includono la vite per pilastro Neo e la vite di laboratorio Neo

Articolo	Descrizione	A	B	C
31393	NeoBase® Mono SSC G 0.3mm – H 3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31394	NeoBase® Mono SSC G 1.5mm – H 3.6mm	5.1mm	1.5mm	
31395	NeoBase® Mono SSC G 0.3mm – H 5.6mm	5.9mm	0.3mm	4.5mm
31396	NeoBase® Mono SSC G 1.5mm – H 5.6mm	7.1mm	1.5mm	
31397	NeoBase® Multi SSC G 0.3mm – H 3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31398	NeoBase® Mono SSC G 0.3mm – H 3.6mm, NP	3.9mm		
31399	NeoBase® Mono SSC G 0.3mm – H 5.6mm, NP	5.9mm	0.3mm	3.8mm
31400	NeoBase® Multi SSC G 0.3mm – H 3.6mm, NP	3.9mm		

Include la vite per pilastro Neo NP e la vite di laboratorio Neo NP



Pilastri NeoBase® SSC



Pilastri NeoBase® SSC, NP

Pilastri NeoBase® ASC (Canale di accesso della vite angolato)

Tutti i pilastri NeoBase® ASC includono la vite per pilastro iGO e la vite di laboratorio iGO



Pilastri NeoBase® ASC



Pilastri NeoBase® ASC, NP

Articolo	Descrizione	A	B	C
31367	NeoBase® Mono ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	
31368	NeoBase® Mono ASC G 1.5 mm – H 3.6 mm	5.1 mm	1.5 mm	
31369	NeoBase® Mono ASC G 0.3 mm – H 5.6 mm	5.9 mm	0.3 mm	4.5 mm
31370	NeoBase® Mono ASC G 1.5 mm – H 5.6 mm	7.1 mm	1.5 mm	
31371	NeoBase® Mono ASC G 1.5 mm – H 5.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	
31372	NeoBase® Mono ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9 mm		
31373	NeoBase® Mono ASC G 0.3 mm – H 5.6 mm, NP	5.9 mm	0.3 mm	3.8 mm
31374	NeoBase® Multi ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9 mm		

Include la vite per pilastro iGO NP e la vite di laboratorio iGO NP

Pilastri Neoss TiBase (compatibili con Dentsply Sirona®)

Tutti i pilastri TiBase includono la vite per pilastro Neo e la vite in titanio




Pilastri Neoss TiBase

Neoss ScanPost

Articolo	Descrizione	A	B	C
31329	Neoss TiBase N (NB B 3.4 L)			4.5 mm
31330	Neoss TiBase W (NB B 4.1 L)	5.3 mm	0.6 mm	5.0 mm
31345	Neoss TiBase, NP (FX 3.4 S)	5 mm	0.3 mm	3.9 mm

Include la vite in titanio per pilastro Neo NP e la vite di laboratorio Neo NP

31331	Neoss ScanPost L (TiBase)			
<i>Include lo ScanPost e la vite</i>				
31346	Neoss ScanPost S (NP TiBase)			
<i>Include lo ScanPost con la vite NP</i>				



NeoLink® in Titanio

I NeoLink® in titanio includono la vite per pilastro Neo, la vite di laboratorio Neo e le cappette diritte



NeoLink® in titanio

Articolo	Descrizione	A	B	C
31133	NeoLink® in titanio Mono (antirrotazionale)			4.5 mm
31134	NeoLink® in titanio Multi (rotazionale)	3.9 mm	0.3 mm	
31234	NeoLink® in titanio Mono, NP			3.8 mm

Include: la vite in titanio per pilastro Neo NP, la vite di laboratorio Neo NP ed un set di monconi calcinabili preformati

Soluzioni personalizzate

Neoss NT Blanks

Articolo Descrizione

Includono la vite per pilastro Neo e la vite di laboratorio Neo

31375	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, SP – 1 pz.
31377	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, NP – 1 pz.
31376	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, SP – 1 pz.
31378	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, NP – 1 pz.
31391	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø16 mm, SP – 1 pz.

Includono la vite di laboratorio Neo

31379	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, SP – 5 pz.
31381	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, NP – 5 pz.
31380	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, SP – 5 pz.
31382	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, NP – 5 pz.
31392	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø16 mm, SP – 5 pz.



NT Blank



ARC

A Neoss Group Company

Protesi personalizzate Neoss – powered by ARC solutions

Informazioni sul prodotto e ordini:

Online: www.arcsolutions.se www.neoss-cadcam.de

Tel: +39 02 929521

Scopri tutti i prodotti disponibili su: www.arcsolutions.se

ARC solutions è specializzata nella produzione di protesi implantari personalizzabili. Con un'elevata attenzione alla qualità e rimanendo sempre un passo avanti rispetto alle nuove tecnologie. ARC solutions pone grande valore nel fornire ai clienti il massimo servizio e prodotti affidabili.

	Pilastro				Ponte				Barra				
	Ti		CoCr		Ti		CoCr		Ti		CoCr		
	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	
Neoss SP	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Neoss NP	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Neoss Access					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

D=canale di accesso della vite diritto
A=canale di accesso della vite angolato



Pilastri personalizzati SSC



Pilastri personalizzati ASC



Ponti additivi in CoCr SSC/ASC



Ponti parziali in titanio SSC/ASC



Arcate complete SSC/ASC



Barre personalizzate



Barre classiche Preci



Barre Vertex Horix



Barre Vertex



Barre Dolder

Controllo del design in *totale flessibilità*



Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg



Pilastri di guarigione estetici



Pilastri di guarigione Ti



Pilastro di guarigione in PEEK con vite



Pilastro di guarigione Wide

Pilastro di guarigione Wide 5mm

Pilastri di guarigione

Pilastri di guarigione estetici con ScanPeg

Tutti i pilastri di guarigione estetici includono una vite in titanio ed uno ScanPeg

Articolo	Descrizione	A	B	C
31360	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Incisivo diametro maggiore	5mm	5,7mm	6,1mm
31361	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Incisivo diametro minore		5,2mm	5mm
31362	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Canino		6,3mm	5,4mm
31363	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Premolare		6,8mm	5,8mm
31364	Pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – Molare		7,8mm	7,3mm

Pilastri di guarigione

Articolo	Descrizione	A	B
31159	Pilastro di guarigione Ti 2mm	2mm	4mm
31160	Pilastro di guarigione Ti 4mm	4mm	
31161	Pilastro di guarigione Ti 6mm	6mm	
31162	Pilastro di guarigione Ti 8mm	8mm	
31163	Pilastro di guarigione Ti 10mm	10mm	
31148	Pilastro di guarigione in PEEK 5mm con vite	5mm	5mm
31320	Pilastro di guarigione in PEEK 5mm con vite, NP		4mm
31321	Pilastro di guarigione Wide in PEEK 3.3mm con vite	3.3mm	6.5mm
31335	Pilastro di guarigione Wide in PEEK 5mm con vite	5mm	6.5mm
31410	Pilastro di guarigione in PEEK 2.7mm con vite	2.7mm	5mm



Pilastro provvisorio Ti Mono



Pilastro provvisorio Ti Multi



Pilastro provvisorio Ti Mono per cementazioni



Pilastro provvisorio Neoss Ti



20mm

Cappetta calcinabile

Restauri Provvisori

Pilastri Provvisori in Titanio

Tutti i Pilastri provvisori includono la vite in titanio ed una cappetta calcinabile in plastica

Articolo	Descrizione	A	B	C
31267	Pilastro provvisorio Ti Mono (antirotazionale)	15,7mm	0,7mm	4,5mm
31268	Pilastro provvisorio Ti Multi (rotazionale)			
31332	Pilastro provvisorio Ti Mono per cementazioni			
31241	Pilastro provvisorio Neoss Ti, NP	10,7mm	0,7mm	3,8mm

Pilastro provvisorio in titanio e vite di laboratorio Neo NP

Tissue Former Estetici

Tutti i Tissue Former Estetici includono la vite in titanio

Articolo	Descrizione	A	B	C	D
31340	Tissue Former Estetico – Incisivo diametro maggiore	10 mm	4 mm	5.7 mm	6.1 mm
31341	Tissue Former Estetico – Incisivo diametro minore			5.2 mm	5 mm
31342	Tissue Former Estetico – Canino			6.3 mm	5.3 mm
31343	Tissue Former Estetico – Premolare			6.8 mm	5.8 mm
31344	Tissue Former Estetico – Molare			7.8 mm	7.3 mm



Tissue Former Estetici



Pilastrini definitivi

Pilastrini preparabili in Titanio

Tutti i pilastrini preparabili includono la vite per pilastrino Neo e la vite di laboratorio Neo

Articolo	Descrizione	A	B	C	D	E
31280	Pilastrino preparabile Ti 0° – 1.5 mm – Incisivo diametro maggiore	8.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	5.8 mm	6.5 mm
31281	Pilastrino preparabile Ti 15° – 1.5 mm – Incisivo diametro maggiore					
31282	Pilastrino preparabile Ti 0° – 1 mm – Incisivo diametro minore					
31283	Pilastrino preparabile Ti 15° – 1 mm – Incisivo diametro minore					
31284	Pilastrino preparabile Ti 0° – 3 mm – Incisivo diametro minore					
31285	Pilastrino preparabile Ti 15° – 3 mm – Incisivo diametro minore	10 mm	4 mm	3 mm	5.1 mm	5.1 mm
31286	Pilastrino preparabile Ti 0° – 3 mm – Canino	10 mm	4 mm	3 mm	6.7 mm	5.4 mm
31305	Pilastrino preparabile Ti 1.5 mm 0° – Pre-molare	7 mm	2 mm	1.5 mm	6.9 mm	5.7 mm
31287	Pilastrino preparabile Ti 0° – 3 mm – Premolare	9 mm	3 mm	3 mm	6.9 mm	5.7 mm
31306	Pilastrino preparabile Ti 1.5 mm 0° – Molare	7 mm	2 mm	1.5 mm	7.8 mm	7.1 mm
31288	Pilastrino preparabile Ti 0° – 3 mm – Molare	9 mm	3 mm	3 mm	7.8 mm	7.1 mm
31201	Pilastrino preparabile Ti 1 mm 0°, NP	8 mm	2 mm	1 mm	4 mm	
31202	Pilastrino preparabile Ti 1 mm 15°, NP					

Entrambi gli articoli includono: la vite in titanio per pilastrino Neo NP e la vite di laboratorio Neo NP



Incisivo diametro maggiore

Incisivo diametro minore



Canino, Premolare, Molare

Pilastrini preparabili Ti

Pilastrini preparabili in Titanio, profili di emergenza alternativi

Articolo	Descrizione	A	B	C	D	E
31317	Pilastrino preparabile Ti 2 mm 0° – Wide Emergence <i>Include la vite per pilastrino Neo, la vite di laboratorio Neo, la vite di copertura specifica ed il pilastrino di guarigione specifico in PEEK con vite. Compatibile con i diametri implantari Ø5.0 – 6.5 mm</i>	9 mm	2 mm	2 mm	7.9 mm	7.1 mm
31318	Pilastrino preparabile Ti 1.5 mm 0° – Narrow Emergence	8.5 mm	2 mm	1.5 mm	4.4 mm	4.5 mm
31319	Pilastrino preparabile Ti 1.5 mm 15° – Narrow Emergence <i>Tutti i pilastrini preparabili Narrow Emergence includono la vite per pilastrino Neo, e la vite di laboratorio Neo. Da utilizzare solo con i diametri implantari Ø3.5 e Ø4.0 mm</i>					



Wide Emergence

Narrow Emergence




Pilastri in Zirconio

Pilastri preparabili in Zirconio

Tutti i pilastri in Zirconio includono una cappetta in Zirconio, un NeoLink® Mono in titanio, una vite per pilastro Neo e una vite di laboratorio Neo

Articolo	Descrizione	A	B	C	D	E
31290	Pilastro in Zirconio – Incisivo diametro maggiore	9mm	2.5mm	1.5mm	5.8mm	6.4mm
31291	Pilastro in Zirconio – Incisivo diametro minore				5.4mm	5.1mm
31292	Pilastro in Zirconio – Canino				6.2mm	5.8mm
31293	Pilastro in Zirconio – Premolare		2mm	2mm	6.4mm	5.5mm
31294	Pilastro in Zirconio – Molare				7.2mm	6.7mm




Restauri Definitivi – Fusione

NeoLink® in oro (Fusione diretta)

I NeoLink® in oro includono la vite per pilastro Neo, la vite di laboratorio Neo e le cappette calcinabili dritte



NeoLink® in oro



19mm

Cappette calcinabili

Articolo	Descrizione	A	B	C
31102	NeoLink® in oro Mono (antirotazionale)	4.0mm	0.4mm	4.5mm
31103	NeoLink® in oro Multi (rotazionale)			3.8mm
31199	NeoLink® in oro Mono, NP <i>Include: il pilastro, la vite in titanio per pilastro NP, la vite di laboratorio NP ed un set di monconi calcinabili preformati</i>			

Pilastri Cr.Co. (Fusione indiretta)

Tutti i pilastri Cr.Co. includono la vite per pilastro Neo, la vite di laboratorio Neo ed una cappetta calcinabile in plastica dritta



Pilastro Cr.Co. Mono



Pilastro Cr.Co. Multi



Pilastro calcinabile Mono



Pilastro calcinabile Multi



Pilastro calcinabile Access Multi



20mm

Cappetta calcinabile

Articolo	Descrizione	A	B	C
31269	Pilastro Cr.Co. Mono (antirotazionale)	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31260	Pilastro Cr.Co. Multi (rotazionale)			


Pilastri calcinabili (Fusione diretta)

Ogni confezione include due pilastri e due cappette calcinabili in plastica. Le viti non sono incluse.

Articolo	Descrizione	A	B	C
31333	Pilastro calcinabile Mono – 2pz. antirotazionale	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31157	Pilastro calcinabile Multi – 2pz. rotazionale			
31266	Pilastro calcinabile Access Multi – 2pz.			
31255	NeoLink® calcinabile Multi, NP – 2pz. <i>Include unset di monconi calcinabili preformati. Le viti non sono incluse</i>	4.3mm		3.8mm



NeoLink® calcinabile Multi Set di monconi calcinabili preformati



Restauri avvitati multipli

Pilastri Access (Restauro multiplo avvitato)


Articolo Descrizione

A B

Tutti i Pilastri Access includono il pilastro, il supporto premontato e il pilastro di guarigione

31238	Pilastro Access 1.5mm	1.5mm	4mm	
31215	Pilastro Access 3.0mm	3mm		
31216	Pilastro Access 4.0mm	4mm		
31218	Pilastro Access 6.0mm	6mm		
31219	Pilastro Access 10° 2.6mm	2.6mm	4mm	
31243	Pilastro Access 10° 4.6mm	4.6mm		
31221	Pilastro Access 20° 2.6mm	2.6mm		
31244	Pilastro Access 20° 4.6mm	4.6mm		
31223	Pilastro Access 30° 2.9mm	2.9mm		
31245	Pilastro Access 30° 4.9mm	4.9mm		
31225	Transfer da impronta e analogo Access 8mm <i>Include il transfer, la vite, l'analogo del pilastro, il tubo di estensione per la tecnica a portaimpronta aperto e cappetta di plastica per la tecnica a portaimpronta chiuso</i>			
31366	Transfer di impronta e analogo Access 13mm			
90183	Scan Body Intra Orale Neoss per Access® (IO 1B-A)			
31226	NeoLink® in titanio Access Multi	4.3mm	0.3mm	4.5mm
31227	NeoLink® in oro Access Multi <i>31226 e 31227 includono il NeoLink®, la vite protesica, la vite di laboratorio/provvisoria Access ed una cappetta calcinabile in plastica</i>	4.7mm	0.7mm	4.5mm





Articolo	Descrizione	A	B	C
31334	Pilastro a pallina per Access 1mm			
90207	Equator Kit Pilastro Access 0.5 mm			
90208	Equator Kit Pilastro Access 1.5 mm			
31301	Pilastro provvisorio Access Ti Multi <i>Include la vite di laboratorio/provvisoria Access ed una cappetta calcinabile in plastica</i>	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31266	Pilastro calcinabile Access Multi – 2 pz. <i>Ogni confezione include due pilastri e due cappette calcinabili in plastica. Le viti non sono incluse</i>			
31229	Vite protesica Access Neo – 1pz.			
31257	Vite di laboratorio/provvisoria in titanio Access Neo – 5pz.			
31265	Vite di laboratorio Access Neo lunga – 5pz.			
31231	Analogo del pilastro Access – 5pz.			
90192	Analogo per modello prototipato Neoss® Access			

Pilastri per overdenture

Pilastri Equator

Ogni Kit include: Pilastro Equator, dischetto protettivo, cappetta e contenitore inox per cappette, cappette di ritenzione standard, forte, soft ed extra soft.



Articolo	Descrizione
90201	Neoss Equator Kit Pilastro 1mm
90202	Neoss Equator Kit Pilastro 2mm
90242	Neoss Equator Kit Pilastro 2mm, NP
90203	Neoss Equator Kit Pilastro 3mm
90243	Neoss Equator Kit Pilastro 3mm, NP
90204	Neoss Equator Kit Pilastro 4mm
90244	Neoss Equator Kit Pilastro 4mm, NP
90205	Neoss Equator Kit Pilastro 5mm
90206	Neoss Equator Kit Pilastro 6mm
90207	Equator Kit Pilastro Access 0.5 mm
90208	Equator Kit Pilastro Access 1.5 mm
90210	Neoss Equator Kit Cappetta e Contenitore Inox di Cappette
90215	Cappetta Neoss Equator e kit di alloggiamento – Divergenza estesa
90211	Neoss Equator Cappetta Bianca: ritenzione standard – 2 pz.
90212	Neoss Equator Cappetta Viola: ritenzione forte – 2 pz.
90213	Neoss Equator Cappetta Rosa: ritenzione soft – 2 pz.
90214	Neoss Equator Cappetta Gialla: ritenzione extra soft – 2 pz.
90220	Neoss Equator Transfer da Impronta e Analogo – 2 set
90222	Neoss Equator Dischetto Protettivo in plastica – 10 pz.
90232	Neoss Equator Strumento per cappette

Pilastri a pallina

Tutti i pilastri includono l'analogo

Articolo	Descrizione
31140	Pilastro a pallina 1mm
31141	Pilastro a pallina 3mm
31142	Pilastro a pallina 4.5mm
31143	Pilastro a pallina 6mm
31334	Pilastro a pallina per Access 1mm
51124	Cacciavite per pilastro a pallina
SF-434-9-A	LV SFE femmina giallo - 6 pz.
SF-434-9-B	LV SFE femmina bianco - 6 pz.
SF-434-9-C	LV SFE femmina rosso - 6 pz.
AC-474-1	Strumento di inserimento LV/0,9 mm esagonale
SF-474-Q	LV SFE Mantentore dello spazio - 6 pz.
SF-444-3TI	Alloggiamento LV SFE Ti - 6 pz.



Pilastro per barra

Articolo	Descrizione
31168	Pilastro per barra - Oro <i>Include il Pilastro, la vite per pilastro Neo e la vite di laboratorio Neo</i>
31261	Pilastro per barra Ti 14mm <i>Include la vite per pilastro Neo e la vite di laboratorio Neo</i>




Ricambi LOCATOR® per Overdenture

Gli ordini di LOCATOR® possono richiedere tempi di consegna aggiuntivi.

Articolo	Descrizione
08260	Neoss LOCATOR® Cacciavite manuale 15mm
08393	Neoss LOCATOR® Strumento universale
08451	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 1,0 mm
08452	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 2,0 mm
08453	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 3,0 mm
08454	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 4,0 mm
08455	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 5,0 mm
08456	Pilastro per impianto D 4,1 mm Neoss LOCATOR® 6,0 mm
08505	Neoss LOCATOR® Transfer da impronta e analogo - 4 pz.
08519-2	Neoss LOCATOR® Kit di ricambio ritenzioni - 2 pz.
08524	Neoss LOCATOR® Cuffia di ricambio, ritenzione standard, bianca - 4 pz.
08527	Neoss LOCATOR® Cuffia di ricambio, ritenzione leggera, rosa - 4 pz.
08529	Neoss LOCATOR® Cuffia di ricambio, ritenzione extra leggera, blu - 4 pz.
08530	Neoss LOCATOR® Transfer da impronta e analogo - 4 pz.
08547	Neoss LOCATOR® Cuffia di ricambio, range esteso, verde - 4 pz.
08548	Neoss LOCATOR® Cuffia di ricambio, ritenzione extra leggera, range esteso, rossa - 4 pz.
08913	Neoss LOCATOR® Cacciavite meccanico 23mm





Transfer da impronta e analoghi

Transfer da impronta

Articolo Descrizione

31170	Transfer da impronta e analogo 8 mm
31145	Transfer da impronta e analogo 11 mm
31183	Transfer da impronta e analogo 18 mm <i>31170, 31145 e 31183 includono transfer, vite, analogo dell'impianto, tubo di estensione per la tecnica a portaimpronta aperto e cappetta di plastica per la tecnica a portaimpronta chiuso</i>
31302	Transfer da impronta per tecnica a portaimpronta aperto 8 mm
31185	Transfer da impronta per tecnica a portaimpronta aperto 13 mm <i>31302 e 31185 includono transfer, vite, analogo dell'impianto e tubo di estensione</i>
31197	Transfer da impronta 11 mm e analogo, NP <i>Include: transfer, vite, analogo dell'impianto, tubo di estensione per la tecnica a portaimpronta aperto e cappetta di plastica per la tecnica a portaimpronta chiuso</i>
31366	Transfer di impronta e analogo Access 13 mm
31186	Cappette per transfer da impronta, tecnica a portaimpronta chiuso – 10 pz.
31262	Tubo di estensione per transfer da impronta – 20 pz.

Analoghi

Articolo Descrizione

31231	Analogo del pilastro Access – 5 pz.
31146	Analogo dell'impianto – 5 pz.
31198	Analogo dell'impianto, NP – 5 pz.
31304	Analogo dell'impianto, NP – 1 pz.
31166	Analogo di protezione – 1 pz.

Viti

Articolo Descrizione

31258	Vite per pilastro Neo, SP – 1 pz.
31259	Vite per pilastro Neo, SP – 5 pz.
31240	Vite per pilastro in titanio, NP – 1 pz.
31149	Vite di laboratorio in titanio Neo, SP – 5 pz.
31239	Vite di laboratorio, NP – 1 pz.
31303	Vite di laboratorio in titanio Neo, Lunga, SP – 5 pz.
31347	Vite per pilastro iGO, SP – 1 pz.
31349	Vite per pilastro iGO, NP – 1 pz.
31348	Vite per pilastro Access iGO – 1 pz.
31350	Vite di laboratorio iGO per pilastro, SP – 1 pz.
31352	Vite di laboratorio iGO, NP – 1 pz.
31351	Vite di laboratorio Access iGO – 1 pz.
31229	Vite protesica Access Neo – 1 pz.
31257	Vite di laboratorio/provvisoria in titanio Access Neo – 5 pz.
31265	Vite di laboratorio Access Neo lunga – 5 pz.

Neo = Vite/Cacciavite Neoss standard



Gli strumenti *di cui hai bisogno*

Frese

Articolo Descrizione

41153	Fresa a pallina Ø1.8 mm	
41152	Fresa lanceolata Ø1.5×3/5/7 mm	
41170	Fresa pilota Ø2.2/3.0 mm	
41154	Fresa a spirale, Straight Ø2.2×7 – 17 mm	
41156	Fresa a spirale, Straight Ø2.85×7 – 17 mm	
41157	Fresa a spirale, Straight Ø3.0×7 – 17 mm	
41158	Fresa a spirale, Straight Ø3.2×7 – 17 mm	
41159	Fresa a spirale, Straight Ø3.4×7 – 17 mm	
41160	Fresa a spirale, Straight Ø3.6×7 – 17 mm	
41161	Fresa a spirale, Straight Ø3.9×7 – 17 mm	
41162	Fresa a spirale, Straight Ø4.1×7 – 17 mm	
41163	Fresa a spirale, Straight Ø4.4×7 – 17 mm	
41164	Fresa a spirale, Straight Ø4.6×7 – 17 mm	
41165	Fresa a spirale, Straight Ø4.9×7 – 17 mm	
41166	Fresa a spirale, Straight Ø5.1×7 – 17 mm	
41205	Fresa a spirale, Straight Ø6.0×7 – 11 (13) mm	
41193	Kit frese chirurgiche, Impianti Straight Ø3.5 – 5.0 <i>Include frese a spirale Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4</i>	
41172	Fresa a spirale, Tapered Ø3.0×7 – 17 mm	1.9mm
41173	Fresa a spirale, Tapered Ø3.4×7 – 17 mm	2.3mm
41174	Fresa a spirale, Tapered Ø3.9×7 – 17 mm	2.8mm
41175	Fresa a spirale, Tapered Ø4.4×7 – 17 mm	Ø 3.3mm
41176	Fresa a spirale, Tapered Ø4.9×7 – 17 mm	3.8mm
41206	Fresa a spirale, Tapered Ø5.5×7 – 17 mm	4.3mm
41204	Fresa a spirale, Tapered Ø5.5×7 – 11 (13) mm	4.3mm
41192	Kit frese chirurgiche, Impianti Tapered Ø3.5 – 5.0 <i>Include frese a spirale Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T e 4.4 T</i>	
41177	Kit frese chirurgiche, Impianti Edge Ø3.5 – 5.0 <i>Include frese a spirale Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T e 4.4 T</i>	
41142	Stop di profondità 7 mm per frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4 mm	
41143	Stop di profondità 9 mm per frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4 mm	
41144	Stop di profondità 11 mm per frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4 mm	
41145	Stop di profondità 13 mm per frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4 mm	
41146	Stop di profondità 15 mm per frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 e 4.4 mm	
41215	Fresa a spirale, Straight Ø2.2×7 – 17 mm	
41216	Fresa a spirale, Straight Ø2.85×7 – 17 mm	
41217	Fresa a spirale, Straight Ø3.0×7 – 17 mm	
41218	Fresa a spirale, Straight Ø3.2×7 – 17 mm	
41219	Fresa a spirale, Straight Ø3.4×7 – 17 mm	
41220	Fresa a spirale, Straight Ø3.6×7 – 17 mm	
41221	Fresa a spirale, Straight Ø3.9×7 – 17 mm	
41222	Fresa a spirale, Straight Ø4.1×7 – 17 mm	
41223	Fresa a spirale, Straight Ø4.4×7 – 17 mm	
41224	Fresa a spirale, Straight Ø4.6×7 – 17 mm	
41225	Fresa a spirale, Straight Ø4.9×7 – 17 mm	
41226	Fresa a spirale, Straight Ø5.1×7 – 17 mm	

Uso Singolo

Uso Multiplo



Fresa a pallina



Fresa lanceolata



Fresa pilota



Fresa a spirale, Straight



Fresa a spirale, Tapered



Stop di profondità



Fresa a spirale, Straight - Corta



Fresa a spirale, Tapered - Corta



Svasatore



Svasatore, Straight



Svasatore, Tapered



Svasatore, Edge



Maschiatore



Bone Profiler



Bone Remover Cover Screw

Articolo Descrizione

41233	Kit frese chirurgiche, Impianti Straight Ø3.5 - 4.5 <i>Include frese a spirale Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.6 e 3.9</i>	
41184	Kit frese chirurgiche - Corte 7 - 13 mm <i>Include frese Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9, 4.4 e 4.9</i>	
41227	Fresa a spirale, Tapered Ø3.0×7 - 17 mm	1.9mm
41228	Fresa a spirale, Tapered Ø3.4×7 - 17 mm	2.3mm
41229	Fresa a spirale, Tapered Ø3.9×7 - 17 mm	2.8mm
41230	Fresa a spirale, Tapered Ø4.4×7 - 17 mm	3.3mm
41231	Fresa a spirale, Tapered Ø4.9×7 - 17 mm	3.8mm
41232	Fresa a spirale, Tapered Ø5.5×7 - 17 mm	4.3mm
41235	Kit frese chirurgiche, Impianti Tapered Ø3.5 - 5.5 <i>Include frese a spirale Ø2.2, 3.0T, 3.4T, 3.9T, 4.4T e 4.9T</i>	
41191	Kit frese chirurgiche, Tapered - Corte 7 - 13 mm <i>Include frese Ø2.2, 3.0T, 3.4T, 3.9T, 4.4T e 4.9T</i>	
41236	Kit frese chirurgiche, Impianti Edge Ø3.5 - 5.0 <i>Include frese a spirale Ø2.2, 3.0T, 3.4T, 3.9T e 4.4T</i>	
41139	Svasatore, Straight Ø3.25 mm	2.7mm
41110	Svasatore, Straight Ø3.5	2.9mm
41111	Svasatore, Straight Ø4.0	3.3mm
41112	Svasatore, Straight Ø4.5	3.5mm
41133	Svasatore, Straight Ø5.0	4.3mm
41127	Svasatore, Straight Ø5.5	4.7mm
41178	Svasatore, Tapered Ø3.5	2.0mm
41179	Svasatore, Tapered Ø4.0	2.8mm
41180	Svasatore, Tapered Ø4.5	3.3mm
41181	Svasatore, Tapered Ø5.0	3.7mm
41182	Svasatore, Tapered Ø5.5	4.2mm
41210	Svasatore, Edge Ø3.5	1.8mm
41211	Svasatore, Edge Ø4.0	2.6mm
41212	Svasatore, Edge Ø4.5	3.0mm
41213	Svasatore, Edge Ø5.0	3.5mm
41202	Svasatore Ø6.0	4.8mm
41201	Svasatore Ø6.5	5.2mm
41113	Maschiatore Ø3.5	
41114	Maschiatore Ø4.0	
41115	Maschiatore Ø4.5	
41134	Maschiatore Ø5.0	
41126	Maschiatore Ø5.5	
41140	Maschiatore Ø3.25 mm	
41237	Bone Profiler Ø5.1mm, SP	
41238	Bone Profiler Ø6.6 mm, SP	
41239	Bone Profiler Ø4.1 mm, NP	
41240	Bone Remover Cover Screw, SP	
41241	Bone Remover Cover Screw, NP	


Uso Multiplo

Kit

Box chirurgici e protesici

Articolo Descrizione

51189	Box chirurgico e protesico Neoss – ProActive® Edge
51188	Box chirurgico e protesico Neoss – ProActive® Tapered
51187	Box chirurgico e protesico Neoss – ProActive® Straight



Box e kit di strumenti

Articolo Descrizione

51180	Box protesico Neoss – Neo
51181	Kit Strumenti protesici Neoss – Neo <i>Include: Box protesico, chiave dinamometrica, cacciavite meccanico Neo 22mm, cacciavite meccanico Neo 32mm, cacciavite manuale 15mm e manipolo manuale</i>
41151	Kit strumenti chirurgici <i>Include 41120, 51118, 51119, 51144, 51139, 51140, 51125, 51126</i>
51186	Scatola del sistema implantare Neoss ProActive®
41254	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Edge Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali monouso. Include articolo 41192, 41158, 41160, 41162, 41164, 41178, 41179, 41180, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 e 51190</i>
41253	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Edge Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41236, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 e 51190</i>
41252	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Tapered Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41193, 41158, 41160, 41162, 41164, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 e 51190</i>
41251	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Tapered Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41235, 41218, 41220, 41222, 41224, 41237, 41238, 41240, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 e 51190</i>
41248	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Straight Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali monouso. Include articolo 41193, 41158, 41160, 41162, 41164, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 e 51190</i>
41247	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Straight Ø3.5 – 5.0 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41233, 41218, 41220, 41222, 41224, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 e 51190</i>
41250	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Straight NP Ø3.25 <i>Frese elicoidali monouso. Include articolo 41154, 41156, 41157, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 e 51187</i>
41249	Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Straight NP Ø3.25 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41215, 41216, 41217, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 e 51187</i>
41256	Kit Add-On di strumenti chirurgici e frese, impianto Straight Ø3.25 <i>Frese elicoidali monouso. Include articolo 41156, 41239, 41241, 41139, 51142 e 51145</i>
41255	Kit Add-On di strumenti chirurgici e frese, impianto Straight Ø3.25 <i>Frese elicoidali multiuso. Include articolo 41216, 41239, 41241, 41139, 51142 e 51145</i>



Box protesico



Kit Strumenti protesici



Scatola del sistema implantare Neoss ProActive®



Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Edge



Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Tapered



Kit di strumenti chirurgici e frese, impianti Straight



Neoss® Guide Kit



Implant Mount



Boccola



Inseritore per impianti

Guide

Articolo Descrizione

51154	Neoss® Guide Kit Ø3.5 – Ø6.0 <i>(Impianti Neoss Ø3.5 – Ø6.0mm, lunghezza 7 – 15mm) Il Kit contiene 5 Drill-Hubs, 2 Adattatori per svasatore, 4 Implant Mount Ø5.0 S9, 2 Implant Mount Ø6.0 S9, 7 Chiave Guida, 3 Adattatori per Chiave Guida, 1 Supporto per Adattatore per Chiave Guida. Disponibili pezzi di ricambio, contattate il rappresentante di zona per ulteriori dettagli.</i>
51173	Neoss® Guide – Implant Mount SP, Ø5.0 S9 – 2 pz.
51174	Neoss® Guide – Implant Mount SP, Ø6.0 S9 – 2 pz.
51156	Neoss® Guide – boccole Ø5.0 – 10 pz.
51157	Neoss® Guide – boccole Ø6.0 – 5 pz.
51155	Inseritore per impianti – Neoss® Guide, SP <i>Solo per la chirurgia parzialmente guidata, consulta le IFU</i>

Neoss® Guide Kit – Ricambi

Articolo Descrizione

51160	Neoss® Guide – Drill-Hub I
51161	Neoss® Guide – Drill-Hub II
51162	Neoss® Guide – Drill-Hub III
51163	Neoss® Guide – Drill-Hub IV
51164	Neoss® Guide – Drill-Hub V
51165	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø2.2/2.85
51166	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø3.0/3.2
51167	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø3.4/3.6
51168	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø3.9/4.1
51169	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø4.4/4.6
51170	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø4.9/5.1
51178	Neoss® Guide – Chiave Guida Ø5.5
51171	Neoss® Guide – Adattatore per svasatore Ø5.0
51172	Neoss® Guide – Adattatore per svasatore Ø6.0
51176	Neoss® Guide – Adattatore per chiave guida – 2 pz.
51177	Neoss® Guide – Supporto per adattatore per chiave guida
51158	Boccola per fresa Ø2.2 – 10 pz.



Drill-Hubs



Chiave Guida



Adattatore per svasatore



Boccola per fresa



Adattatore per chiave guida



Supporto per adattatore per chiave guida



Neoss Kit Demo King Size

Kit Demo

Articolo Descrizione


61150	Neoss Kit Demo King Size <i>Include impianti Neoss Straight, Tapered e Edge, inseritore per impianti, cacciavite, vite per pilastro, pilastro NeoLink®, pilastro di guarigione estetico con ScanPeg – incisivo diametro minore – e corona.</i>
-------	---

Strumenti

Articolo Descrizione

51137	Inseritore per impianti, SP 17 mm
51118	Inseritore per impianti, SP 22 mm
51119	Inseritore per impianti, SP 32 mm
51145	Inseritore per impianti, NP 24 mm
51142	Inseritore per impianti, NP 32 mm
51139	Cacciavite meccanico Neo 22 mm
51140	Cacciavite meccanico Neo 32 mm
51141	Cacciavite manuale Neo 15 mm
51183	Cacciavite meccanico iGO 22 mm
51184	Cacciavite meccanico iGO 32 mm
51125	Sonda direzionale di profondità – 4 pz.
41120	Prolunga per fresa
51190	Neoss Depth Gauge Probe
51121	Chiave dinamometrica
51126	Manipolo manuale
51191	Insertion Handle – Large
51144	Adattatore per l'inseritore per impianti
51149	Misuratore di angolazione, SP
90138	Supporto per la preparazione del pilastro
41214	Dima radiologica, impianti ProActive Edge
41119	Dima radiologica, impianti ProActive Straight
41183	Dima radiologica, impianti ProActive Tapered
41203	Dima radiologica, impianti Ø6.0
41200	Dima radiologica, impianti Ø6.5

Neo = Vite/Cacciavite
Neoss standard



Attrezzature chirurgiche

Neoss Penguin^{RFA}

Articolo Descrizione

90300	Strumento Neoss Penguin ^{RFA} <i>Include lo strumento Neoss Penguin^{RFA}, Neoss MultipegTM Driver, carica batterie</i>
90306	Neoss Multipeg TM Driver
90310	Multipeg TM 18, Neoss SP
90311	Multipeg TM 19, Neoss NP
90312	Multipeg TM 52, Neoss Access

Sono disponibili Multipeg per altri marchi: contattare il rappresentante di zona per ulteriori dettagli.



Panoramica sulle soluzioni protesiche per impianti Standard Platform SP e Narrow Platform NP

Panoramica sulle soluzioni protesiche, Platform SP e NP (Impianti Ø3.25 – 6.5)

		Unità		Ritenzione		Piattaforma implantare		Livello		Materiale					Canale di accesso della vite angolato	Esthetiline	
		Mono	Multi	Soluzioni cementate	Soluzioni avvitate	SP	NP	A livello dell'impianto	A livello di Access	Ti	ZrO	Oro	CrCo	Polimero			
Restauri Provvisori	Pilastro provvisorio Ti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	Tissue Former Estetici	✓		✓	✓	✓		✓	✓					✓		✓	
Restauri Definitivi	Preformati	Pilastro preparabile Ti	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
		NeoLink® in titanio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
		Pilastro in Zirconio	✓		✓	✓	✓		✓		✓						✓
		Pilastro Access (0 – 30°)		✓		✓	✓		✓		✓						
	Digitale	NeoBase® * (SSC, ASC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
		TiBase	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Cilindri fresabili	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓
		Protesi personalizzabili* centro di fresaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	Fusione	NeoLink® in oro	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓
		Pilastro calcinabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Pilastri Cr.Co.		✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓				
Overdenture	Pilastri Equator		✓			✓	✓	✓	✓								
	Pilastro a pallina		✓			✓		✓									
	Pilastro per barra		✓			✓		✓									

* Utilizzare la vite ed il cacciavite per pilastro iGO con canale di accesso della vite angolato. Per canale di accesso della vite dritto su protesi individuali fresate da Neoss, l'utilizzo è opzionale.

Torque e velocità raccomandate, panoramica

Sistema Implantare Neoss – Torque raccomandato (Ncm)

Impianti	Maschiatori	Guarigione			Provvisorio		Impronta	Protesizzazione finale					
		Vite di copertura	Pilastro di guarigione in PEEK e Pilastro di guarigione estetico	Pilastro di guarigione Ti	Tissue Former estetici	Pilastri provvisori Ti		Vite per pilastro Neo	Pilastro Access Dritto e Angolato	Vite protesica Access Neo	Pilastro a pallina, anche su Access	Pilastro Equator	
45 Max	40 – 45	10 Max	10 Max	10 Max	20	20	10 Max	32*	32	20	20	32	20
												a livello dell'impianto	a livello di Access

* 35 Ncm opzionale per casi con carichi elevati

Restauro definitivo con le viti iGO		
Vite iGO per pilastro, SP	Vite per pilastro iGO, NP	iGO vite protesica Access
32	20	20

Sistema Implantare Neoss – Velocità raccomandata di fresatura ed inserimento (rpm)

Frese	Maschiatori	Svasatori	Impianti	Bone Mill
800 – 2000**	20	800	20 Max	40 Max

** Velocità inferiori per diametri più larghi

Simboli, nomi e abbreviazioni



SP = Standard Platform Impianti Ø3.5 – 6.5

NP = Narrow Platform Impianti Ø3.25

iGO = si utilizza la vite ed il cacciavite iGO

Neo = vite e cacciavite Neoss standard

SSC = Canale di accesso della vite dritto

ASC = Canale di accesso della vite angolato

Ora è possibile acquistare i prodotti online!

I prodotti possono essere ordinati online su neoss.com.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in commercio o non registrati per tutti i mercati oppure disponibili solo in quantità limitata. Contattare il rappresentante locale per disponibilità e prezzi.

Limitazione di responsabilità

I prodotti Neoss possono essere usati soltanto in conformità alle istruzioni e alle raccomandazioni del produttore.

Chi utilizza i prodotti Neoss è tenuto a stabilire se tali prodotti sono adatti a un particolare paziente e a particolari indicazioni.

La Neoss Limited esclude qualsiasi responsabilità, espressa o implicita, e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo o altro danno provocato o collegato a qualsiasi errore verificatosi nel giudizio professionale o nella pratica in relazione all'utilizzo o all'inserimento dei prodotti Neoss.

Le immagini dei prodotti non sono in scala e sono soggette a modifiche.

Tutte le dimensioni sono solo a scopo identificativo.

Copyright, diritti sul design e marchi di fabbrica:

La documentazione Neoss, il software e le illustrazioni non possono essere riprodotti, copiati o pubblicati interamente o in parte senza previa autorizzazione scritta da parte della Neoss Limited.

Neoss ed il logo "N", NeoGen, NeoLink, NeoLoc, NeoBase e Neoss ProActive sono marchi registrati di Neoss Group.

NeoScan è un marchio di Neoss Group.


NeoGenix™ è un trademark di Neoss Limited.

Elos Accurate è un marchio registrato di Elos Medtech AB. LOCATOR® è un marchio registrato di ZEST IP Holdings, LLC U.S.



Semplicità digitale per te ed i tuoi pazienti

L'utilizzo di un semplice flusso di lavoro digitale nella pratica quotidiana consente di risparmiare tempo, aumenta la predicibilità e contribuisce a fornire i migliori risultati funzionali ed estetici per i pazienti.




Vuoi acquistare i prodotti 24/7?



Online
Store

Ora puoi farlo online!

Iscriviti oggi stesso al nostro **Online Store** per essere sicuri di non perdere nessuna offerta vantaggiosa.



Contatti

I nostri uffici

ARC SOLUTIONS

Arc Solutions
Box 13011
SE-250 13 Helsingborg
Sweden
T: +46 42 301 74 40
E: info@arcsolutions.se

AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA

Neoss Australia Pty. Ltd
G04 Ground Floor North Tower
John Oxley Centre
339 Coronation Drive
Milton Qld 4064
Australia
Phone: +61 7 3216 0165
E: info.au@neoss.com

CINA

Neoss China
7F, #303, Songhu Rd. (KIC Build #11)
Yangpu District
Shanghai, 200433
PR China
T: +86 21 80143135
E: china@neoss.com

DISTRIBUZIONE EUROPEA

Neoss AG
The Circle 23
8058 Zurich-Airport
Switzerland
E: distributors@neoss.com

GERMANIA & AUSTRIA

Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
F: +49 221 96980 199
E: info@neoss.de

ITALIA

Neoss Italia S.r.l.
Viale Certosa 138
IT-20156 Milano
T: +39 02 92952 1
E: italia@neoss.info

MEDIO ORIENTE E AFRICA

Neoss Limited (DMCC BRANCH)
Unit 1505 Fortune Tower
Cluster C – JLT, Dubai
P.O. Box 64093
United Arab Emirates
E: info.mea@neoss.com

REGNO UNITO & IRLANDA

Neoss Ltd
Windsor House
Cornwall Road, Harrogate
HG1 2PW
T: +44 1423 817 733
F: +44 1423 817 744
E: info@neoss.com

STATI UNITI

Neoss Inc.
890 Winter Street, Suite 120
Waltham, MA 02451
T: +1 866 626 3677
F: +1 818 432 2640
E: marketingusa@neoss.com

SVEZIA, DANIMARCA & NORVEGIA

Neoss Norden AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T: +46 31 88 12 80
E: info@neoss.se

I nostri distributori

ARABIA SAUDITA

Tamer Group
Mohammad Ibn Abdul Wahab Street
Al Ammariya District
P.O. Box 180
Jeddah, 21411
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 12 643 5600
F: +966 12 642 4141
E: alaa.wanly@tamergroup.com

BAHRAIN

Cigalah Gulf Medical
Building 670, Block 309, Road 919
Salmaniya, Bahrain
T: +973 17232170
E: support@cgmed.com
maha@cgmed.com

CROAZIA

Medical Intertrade d.o.o
10431 Sveta Nedelja
HRVATSKA
T: +385 1 33 74 020
F: +385 1 33 36 035
E: dental@medical-intertrade.hr

EGITTO

Dental Future
Building No 5
Mohamed Hassanein Heikal
St. Off Abbas El Akkad Street
1st Floor Flat 3
Cairo, Egypt
T: +20 109 6696449
E: mahmod@dentalfuturekw.com

EMIRATI ARABI UNITI

(ABU DHABI)
Elwan Technical Supplies
Airport Street Abu Dhabi UAE
T: +971 26393292
E: info@elwandental.com

EMIRATI ARABI UNITI

(DUBAI & EMIRATI SETTENTRIONALI)
Al Zahrawi Medical Supplies
1st Floor, Ford Middle East &
Africa Building
Al Wasl Office Complex, Sheikh Zayed
Road, Downtown
Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 5973
T: +971 4 262 2728
F: +971 4 262 5506
E: info@zahrawigroup.com

GIAPPONE

Neoss Japan Co.
Y101 Building 5F
No. 1-4 Kanda-Sudacho Chiyodaku
Tokyo 101-0041
T: 00 81 3 5289 3511
F: 00 81 3 5289 3512
E: info@neoss.co.jp

GIORDANIA

Advanced Intelligence for Medical
Supplies & Equipment Ltd.
Al-Swefeyyeh Paris str
Alhusainy Complex
Amman 11196
Jordan
T: +962 7 97389535
F: +962 6 5826797
E: f.khaddam@advanceime.com

KUWAIT

Dental Future Company
Salmiya Salem el Mubark street
Suhaib complex office 10
Kuwait City
Kuwait
T: +965 51155997
E: info@dentalfuturekw.com

LIBANO

I.S. Medical Supplies Sarl
5th Floor Makoukji Bldg.
St. Antonios Street, Jdeideh Maten
Lebanon
T: +961 365 22 43
E: info.ismedicals@gmail.com

MAROCCO

Promodentaire Sarl
58. Rue Omar Al Jaadidi Rabat Morocco
T: +212 623 650 826
E: promo.dentsarl@gmail.com

OLANDA

Rotor, Medical Supplies B.V.
Rijksweg Zuid 51
NL-6071HV Swalmen
T: +31 46 481 12 02
F: +31 46 481 12 04
E: mail@rotor-medical.com

OMAN

Al Zahrawi Medical Supplies LLC.
Office No: 16 , Al Dar building opposite
Al Zubair automotive, street 61,
Ghala area.
Muscat, Oman
P.O. Box: 1627
T: +968 24587308
F: +968 24587487
E: info.oman@zahrawigroup.com

QATAR

Al Zahrawi Medical LLC
Building No. 36
Zone No. 39
Al Sadd Area
Street No.808
Doha, Qatar, P.O. Box 63065
T: +974 4431 872
F: +974 44365216
E: info.qatar@zahrawigroup.com

SPAGNA

Formación, Gestión Y Rendimiento, S.L.
C. Nil Fabra 34-36.
Etslo 2 B
08012. Barcelona
Spain
T: +34 931 408 770
E: info@fgrdental.com

SVIZZERA

Flexident AG
Amlehstr. 22
CH-6010 Kriens
T: +41 41 3104020
E: contact@flexident.ch

TAILANDIA

S.D. Tantavade Co., Ltd.
47 Samakkee 20, Samakkee Road
Thasai Muang
Nonthaburi 11000
Thailand
T: +66 2 952 4815 18
F: +66 2 952 4819
E: info@sdt1988.com

TURCHIA

Dentmark Sağlık Ürünleri
Anonim Şirketi
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney
Yanyol Cad.
No:2 Kuriş Kule Kat:3 D:52
Kartal-Istanbul PO: 34865
T: +90 216 417 4040
E: info@dentmark.com.tr

Per i nostri Termini e Condizioni consultare il sito web locale su www.neoss.com

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti nel proprio mercato, contattare il rappresentante locale. Non tutti i prodotti sono disponibili in ogni mercato.